

一人で磨きはじめたお子様に

乳歯列に合わせたモデル



Dr.Bee Prime Kinderin
ドクター・ビー プライム キンダリン

Kinderin



Dr.Bee Prime

一人でしっかり磨けるお子様に

乳歯列完成期から混合歯列
初期に合わせたモデル



Dr.Bee Prime Junior
ドクター・ビー プライム ジュニア

Junior





Dr.Bee Prime

磨きやすさの秘密

Point



楽しく
歯磨きがしたい

使いやすい形状



毛先は安心のラウンド加工
太さ 5 ミルのやわらかく
やさしい刷子がお子様の歯と
歯肉をやさしく包み込みます

Point

すみずみまで
磨きやすい細首タイプ

Point

やさしく握ってもぶれにくい
安心設計の太いハンドル（厚さ 10mm）




毛先が柔らかくて
お口に優しい！




密毛で磨き残しを減らす

Prime Kinderin



毛の太さ 5 ミル
植毛列 5×2／6×2／7×1
毛の長さ 7mm
植毛本数 約 2,600 本



従来品




プライムキンダリン




比べてみると
よくわかる！



Prime Junior



毛の太さ 5 ミル
植毛列 6×2／7×2／8×1
毛の長さ 8mm
植毛本数 約 3,000 本



従来品



プライムジュニア



プライム試験方法、結果の説明 〈方法〉歯のモデルとして、アクリルブロックの表面を耐水紙やすりで粗面にした。そのアクリルブロックに、人工ブラークを塗布し 5 分間静置させた後、200g の重りを乗せた 各歯ブラシで横切るように 1 回のみ刷掃を行った。〈結果〉従来品と比べ、プライムシリーズの方が人工ブラークの除去面積が有意に大きいことが確認された。

Dr.Bee Prime Kinderin

ドクター・ビー プライム キンダリン

一人で磨きはじめたお子様に

乳歯列に合わせたモデル

毛の太さ	5 ミル
植毛列	5×2 / 6×2 / 7×1
毛の長さ	7mm
毛先	ラウンド加工
毛の硬さ	ふつう
ハンドル樹脂	ポリプロピレン
内箱入数	20 本
品番	PB-141



5色：ブルー / グリーン / イエロー / レッド / ピンク

包装	参考医院価格	参考患者価格
20 本	¥6,100	—
1 本	¥305	¥359

(税別)



Dr.Bee Prime Junior

ドクター・ビー プライム ジュニア

一人でしっかり磨けるお子様に

乳歯列完成期から混合歯列初期に合わせたモデル

毛の太さ	5 ミル
植毛列	6×2 / 7×2 / 8×1
毛の長さ	8mm
毛先	ラウンド加工
毛の硬さ	ふつう
ハンドル樹脂	ポリプロピレン
内箱入数	20 本
品番	PB-142



5色：ブルー / グリーン / イエロー / レッド / ピンク

包装	参考医院価格	参考患者価格
20 本	¥6,100	—
1 本	¥305	¥359

(税別)



歯科商店様名(住所・TEL)

担当者名



(株)ビーブランド・メディコーデントラル
<https://www.bee.co.jp>

大阪営業所：大阪市東淀川区西淡路5-20-19
TEL:06-6370-4182 FAX:06-6370-4184

東京営業所：東京都千代田区神田錦町1-14
TEL:03-3295-6926 FAX:03-3295-6927

作成日：2019.7