

ミラノール専用溶解瓶(200mL)

計量カップ 1~15mL 目盛付

計量カップ

最大容量  
200mL



容量: 200mL | 包装: 10本入  
 サイズ: 横48mm/奥56mm/高140mm/重量26g | 参考医院価格(税別): ¥2,000(10本入)

ミラノール専用溶解瓶(200mL)を使用した洗口液の作り方

1

1g分包(黄色)  
または  
1.8g分包(ピンク)

2

100mLまたは200mL  
の水で溶解する

3

かるく振って  
溶かす

■調製の目安

ミラノール顆粒 11%の量	水の量	フッ化物イオン濃度	人数目安	
			10mL	5mL
1g × 1包	200mL	250ppmF(毎日法)	20人	40人
1.8g × 1包			20人	40人
1.8g × 1包	100mL	900ppmF(週1回法)	10人	20人
1.8g × 2包	200mL		20人	40人

# ミラノール<sup>®</sup>顆粒11% 溶解瓶

ミラノールを溶かすための専用容器

集団洗口溶解瓶P(700mL)

300mL~700mL 目盛付

1プッシュで  
約5mLの量  
がでます。

最大容量  
700mL



1プッシュで約3.5mLの量を調整する  
ジョイントゴムがご用意です。  
別途ご用意ください。



容量: 700mL(最大) | 包装: 1本入  
 サイズ: 横95mm/奥95mm/高215mm/重量90g | 参考医院価格(税別): ¥700  
 ※残量が約50mL以下になりますとポンプでの分注は難しくなります。

集団洗口溶解瓶P(700mL)を使用した洗口液の作り方

1

1g分包(黄色)  
または  
1.8g分包(ピンク)

2

任意の水量で  
溶解する

3

かるく振って  
溶かす

■調製の目安

ミラノール顆粒 11%の量	水の量	フッ化物イオン濃度	人数目安	
			10mL	5mL
1g × 2包	400mL	250ppmF(毎日法)	40人まで	80人まで
1g × 3包	600mL		60人まで	120人まで
1.8g × 2包	400mL	450ppmF(毎日法)	40人まで	80人まで
1.8g × 3包	600mL		60人まで	120人まで
1.8g × 3包	300mL	900ppmF(週1回法)	30人まで	60人まで
1.8g × 4包	400mL		40人まで	80人まで
1.8g × 5包	500mL		50人まで	100人まで
1.8g × 6包	600mL		60人まで	120人まで
1.8g × 7包	700mL		70人まで	140人まで
7.2g × 1包	400mL		40人	80人



資料請求先  
株式会社 ビーブランド・メディコーデンタル

くすりに関するご相談は「医療情報推進部」まで。

☎(03)3295-6926  
土・日・祝を除く 9:00~17:00

弊社ホームページ

