



包装表記一部変更のお知らせ

歯科用小器具洗浄液

エム CAE 2000mL

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社並びに弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度ご愛顧賜っております歯科用小器具洗浄液「エム CAE 2000mL」の包装表記を一部変更いたしますので、ご案内申し上げます。

謹白



1 対象製品

エム CAE 2000mL

2 変更内容

- 2-1 製品ボトルのラベル表記変更
- 2-2 個装箱の表記変更
- 2-3 8本入輸送箱の表記変更

変更内容 2-1 製品ボトルのラベル表記変更



(表)

変更前	変更後
	<p>① ロゴ変更</p> <p>② 単位表記変更 ml → mL</p>

(裏)

変更前	変更後
	<p>③ 「危険有害性情報」の追記</p>



(表)




変更前	変更後
	<p style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;">変更箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ロゴ変更 ② 単位表記変更 ml → mL

(裏)




変更前	変更後
<p>【特長】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. エムCAEは、CAE (N-コキシル-アルギニンエチルエステルピロリドンカルボン酸塩) を含んだ歯科用小器具洗浄剤で、HB抗原等への除菌作用と防錆力を持っています。 2. 高級アルコール系界面活性剤とCAEとの相乗作用により、タンパク質、脂肪、血液等に対し洗浄力を発揮します。 3. 配合されているCAEは、安全性が高く、生分解性に優れ、金属、プラスチック類に対する腐食性もありません。 4. 浸漬洗浄、超音波洗浄兼用です。 <p>【使用法】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 浸漬洗浄には、原液でお使いいただけます。30分以上浸してください。 2. 超音波洗浄には、2倍に希釈してお使いください。 3. 使用後は、十分に水洗してください。 <p>【注意】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。 2. 使用時には、手袋・保護メガネを着用してください。 3. アルミ器具の洗浄には適しません。 4. 直射日光を避けて保管してください。 <p>※ゴミの減量化を推進するため、折りたたんで廃棄できる減容ボトルを採用しています。</p> <p style="text-align: center;">Lot. _____</p>	<p>【特長】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. エムCAEは、CAE (N-コキシル-アルギニンエチルエステルピロリドンカルボン酸塩) を含んだ歯科用小器具洗浄剤で、除菌作用と防錆力を持っています。 2. 高級アルコール系界面活性剤とCAEとの相乗効果により、タンパク質、脂肪、血液等に対し洗浄力を発揮します。 3. 配合されているCAEは、安全性が高く、生分解性に優れ、金属、プラスチック類に対する腐食性もありません。 4. 浸漬洗浄、超音波洗浄兼用です。 <p>【使用法】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 浸漬洗浄には、原液でお使いいただけます。30分以上浸してください。 2. 超音波洗浄には、2倍に希釈してお使いください。 3. 使用後は、十分に水洗してください。 <p>【注意】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用時には、手袋・保護メガネを着用してください。 2. アルミ器具の洗浄には適しません。 3. 直射日光を避けて保管してください。 <p style="text-align: center;">Lot. _____</p>
	<p style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;">変更箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ③ 表記の変更



変更前

	→ 番印吸込		→ 番印吸込
歯科用小器具洗浄液 イム CAE NET. 2000. mL×8本 <small>Be'e 株式会社 ビーブランド・メディコ・デンタル</small>	品名 イムCAE 包装 2000mL×8本 製造番号	歯科用小器具洗浄液 イム CAE NET. 2000. mL×8本 <small>Be'e 株式会社 ビーブランド・メディコ・デンタル</small>	品名 イムCAE 包装 2000mL×8本 製造番号
			
			

変更後

	→ 番印吸込		→ 番印吸込
歯科用小器具洗浄液 イム CAE NET. 2000 mL×8本 <small>Be'e 株式会社 ビーブランド・メディコ・デンタル</small>	品名 イムCAE 包装 2000mL×8本 製造番号	歯科用小器具洗浄液 イム CAE NET. 2000 mL×8本 <small>Be'e 株式会社 ビーブランド・メディコ・デンタル</small>	品名 イムCAE 包装 2000mL×8本 製造番号
			
			

変更箇所

- ① ログの変更
- ② 単位表記の変更
ml → mL
- ③ 社名の記載整備
「メディコ・デンタル」 → 「メディコーデンタル」

3 変更品の製造番号及び出荷時期

製造番号：240419

出荷時期(予定)：2024年10月初旬

※出荷時期は若干前後することがありますので、ご了承ください。