



2025 年 9 月

## チューブ容器の表記一部変更のお知らせ

PTC&amp;PMTc 用歯面研磨材

# POLISHING PASTE 1STEP HARD

## ポリッシングペースト 1step ハード

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社並びに弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、歯面研磨材「ポリッシングペースト 1step ハード」のチューブ容器の表記を一部変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



### 1 対象製品

ポリッシングペースト 1step ハード

### 2 変更内容

チューブ容器裏面の表記を一部変更

## 変更内容 チューブ容器裏面の表記を一部変更



変更前	変更後
<p><b>ポリッシングペースト</b> <b>1 step ハード</b> PTC &amp; PMTC 用歯面研磨ペースト シャンペンソーダの香り</p> <p>【成分】 無水ケイ酸、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、L-メントール、着色料、香料</p> <p>【注意】 1. ハンドピースは、高速回転で使用すると研磨材が飛び散ることがあるので、低速回転（1500rpm 以下）で使用する。こと。 2. 歯面の汚れがひどい場合は、あらかじめスクレーパーや粗研磨用歯面研磨材等で除去してから使用する。こと。 3. 研磨成分が多量に含まれているため、使用後はよく口腔を洗浄し口腔周囲への付着物を拭き取る。こと。</p> <p>【製造販売元】 (株) ビーブランド・メディコデンタル 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 5-20-19 TEL.06-6370-4182 <a href="https://bee.co.jp">https://bee.co.jp</a></p> <p>一般医療機器 歯面研磨材 医療機器届出番号 27B2X00325000004</p> <p>【内容量】 50g</p>	<p><b>ポリッシングペースト</b> <b>1 step ハード</b> PTC &amp; PMTC 用歯面研磨ペースト シャンペンソーダの香り</p> <p>【成分】 無水ケイ酸、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、トメントール、着色料、香料、<b>精製水</b></p> <p>【注意】 1. ハンドピースは、高速回転で使用すると研磨材が飛び散ることがあるので、低速回転（1500rpm 以下）で使用する。こと。 2. 歯面の汚れがひどい場合は、あらかじめスクレーパーや粗研磨用歯面研磨材等で除去してから使用する。こと。 3. 研磨成分が多量に含まれているため、使用後はよく口腔を洗浄し口腔周囲への付着物を拭き取る。こと。</p> <p>【製造販売元】 (株) ビーブランド・メディコデンタル 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 5-20-19 TEL.06-6370-4182</p> <p>一般医療機器 歯面研磨材 医療機器届出番号 27B2X00325000004</p> <p>【内容量】 50g</p>

### 変更箇所

- ① 添付文書にあわせて「精製水」を追記

※成分の変更はありません。

- ② HP の URL の記載を削除

### 3 変更品の製造番号及び出荷時期

---

製造番号：4552

出荷時期：2025 年 10 月上旬

※出荷時期は若干前後することがありますので、ご了承ください。