



容器形状、容器ラベルおよび包装単位変更のお知らせ

器具除菌洗浄液

ナクロガード G

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、器具除菌洗浄液「ナクロガード G 4L」の容器形状、容器ラベルおよび包装単位を変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



1 対象製品

ナクロガード G 4L

2 変更内容

- 2-1 容器形状の変更
- 2-2 容器ラベルの変更、JAN コードの変更
- 2-3 包装単位の変更

変更内容 2-1 容器形状の変更



変更内容 2-2 容器ラベルの変更、JAN コードの変更

器具除菌洗浄液

ナクロガード G

危険  ・ 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷 ・ 水生生物に非常に強い毒性 ・ 長期継続的影響によって水生生物に毒性	
安全対策 ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。	応急措置 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
成分・性状 [成分] ○次亜塩素酸ナトリウム(2400ppm~3000ppm) ○オルト珪酸ナトリウム(防錆成分) ○水酸化ナトリウム [性状] ○本品は無色透明な液で、わずかに塩素のにおいがある。 ○pH: 約13	用途 器具除菌洗浄液
使用上の注意 ○ナクロガードGは必ず原液でご使用ください。 ○他の製品や酸とは、絶対に混ぜないでください。 ○小器具類は、全体が液に浸るようにしてフタ付容器にてご使用ください。 ○濃液後は、水洗いを十分に行ってください。 ○アルミ、メッキ製品、タービンヘッドには使用しないでください。 ○ダイヤモンド、スチールバー、カーバイド(カー)、印象トレーにつきましては、一部製品で使用できない製品がありますので、お手数ですがメーカーに確認の上ご使用ください。	取扱上の注意 使用時には、ゴム手袋、保護メガネを着用してください。 保存上の注意 非金属性気密容器で、避光、室温の条件下にて保存してください。 廃棄 [使用済み液] 流水下で廃棄してください。



4 987463 702107

内容量：4L

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
 大阪市東淀川区西淡路5-20-19
 06-6370-4182

変更箇所

- 裏面ラベル記載事項(成分・性状、使用上の注意、用途、取扱上の注意、保存上の注意、廃棄)を表面ラベルへ集約し、裏面ラベルを削除
- 注意喚起語、絵表示、危険有害性情報、安全対策、応急措置の記載追加および使用上の注意の記載整備
- JAN コードを変更
 旧 JAN コード：4987463701902 → 新 JAN コード：4987463702107

変更内容 2-3 包装単位の変更

包装単位を 3 本入から 4 本入に変更いたします。

変更前	変更後
3 本入 	4 本入 
	

3 変更品の製造番号及び出荷時期

製造番号：605251

出荷時期：2026 年 8 月末頃

※出荷時期は若干前後することがありますので、ご了承ください。