BEE BRAND
MEDICO DENTAL

医療関係者用

ハイザック舌ブラシ
HI-ZAC






ハイザック舌ブラシ

カラー	：ブルー / ピンク
包装	：1箱12本入(各色6本)


舌ブラシの使用方法

●ブラシ面を舌にのせ、舌の奥から
手前へやさしく引き出してください。
●舌ブラシの交換は約1ヶ月が目安です。



特徴

舌を傷つけにくい
微細毛使用。



耐熱温度：80度／毛の太さ：3mil(ミル)／毛の長さ：中央5mm~両端5.5mm／毛のかたさ：やわらかめ／材質：(本体部)ポリプロピレン (ラバー部) SBC (毛)ナイロン

特　徴

毛先が細く柔らかい
植毛の密度が高い
→ 舌の粘膜を傷つけにくく
汚れを落としやすい



1 丸いヘッド形状
挿入時の違和感を緩和

2 ロングネック
磨きやすさを追求した
角度のついた設計

3 フィンガーストップ
滑りにくく柔らかな
エラストマーを使用

4 太めのグリップ
軽い力で保持できる
グリップ設計


■ 口臭の原因は？


口の中の細菌が、タンパク質を分解する時に出す
「VSC」という硫黄ガスが
臭さの犯人＝ニオイ物質です。

VSC
（揮発性硫黄化合物）

■ 口臭はどこで発生するの？

舌の表面中央部、食べカスや古い細胞などが
溜まった舌苔（ぜったい）からニオイが発生します。





HI-ZAC Series

医薬部外品

効能効果

歯肉炎の予防・歯周炎の予防・口中を浄化し、口臭を防止する

配合成分　（＊は有効成分）

＊アラントインクロルヒドロキシアルミニウム、
塩化亜鉛、塩酸クロルヘキシジン、塩化セチルピリジニウム、プロピレングリコール、濃グリセリン、
エタノール、クエン酸、l- メントール、香料

品　名	包　装
ハイザック R リンス	300g×6本
ハイザック R スプレー	20g×5本



（左）ハイザック R リンス　（右）ハイザック R スプレー
製造販売元：株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
販売名：ハイザック

■ お取引材料店名

資料請求先
(株)ビーブランド・メディコーデンタル
〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路五丁目 20 番 19 号

問い合わせ先　☎ 03-3295-6926
土・日・祝日を除く　9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00

弊社ホームページはこちら
https://bee.co.jp/

1B001A402　改訂年月：2026 年 8 月